

COMO ACOMODAR O INDICADOR BIOLÓGICO EM EQUIPAMENTOS?

escrito por Ana Miranda | 30 de maio de 2014

Segundo a ISO 14.937, indicador biológico deve representar um extremo desafio ao equipamento de esterilização, já que o pacote deve oferecer uma resistência à passagem do agente esterilizante semelhante aos demais pacotes que se deseja esterilizar e a localização deste teste deve ser na região mais aguda ao processo de esterilização (ISO, 2000). Verificando que o local deste pacote esteja estéril, as demais áreas do esterilizador e os demais pacotes (com desafio igual ou menor ao proposto para o teste biológico) provavelmente também estarão