

QUAL O MELHOR PRODUTO QUE DEVO UTILIZAR PARA LAVAR OS INSTRUMENTOS?

escrito por Ana Miranda | 30 de maio de 2014

Não indicamos o melhor produto, mas este deverá ser um agente tensoativo, com a finalidade de proporcionar a limpeza através da dispersão e suspensão da sujidade. O ideal será sempre utilizar, durante o processo de lavagem detergentes enzimáticos, à base de enzimas (proteases, amilases, lipases) que removem a sujidade, desprendem e dissolvem resíduos e substâncias orgânicas em um curto espaço de tempo e não danificam o instrumental. Quanto ao sabão aconselhável à ser utilizado deverá ser neutro à 1% e no caso de soluções desincrostantes deverão conter enzimas que catalisam o processo de decomposição dos resíduos orgânicos oriundos dos procedimentos cirúrgicos e odontológicos.